

PreserveTech™ Secure  
Lock Raised Toilet Seat

Asiento Elevado con  
Traba de Seguridad para  
Inodoro PreserveTech™

Siège de Toilette Rehaussé  
Verrouillable PreserveTech™

Item # RTL12C003-WH



 **PreserveTech™**  
Stays Cleaner • Lasts Longer



Y. Sung Handelsvertretung  
Duesselthaler Str. 24  
40211 Duesseldorf Germany

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

**drive™**

## parts/components




- A. Seat
- B. Armrests

**WEIGHT CAPACITY: 350 LB / 158 KG**

## assembly instructions

1. To install arms, depress push pins on armrests (B) and insert into mounting tubes. Make sure armrests are locked in place by pulling them.
2. Raise existing toilet seat and lid assembly; place rear wing of seat (A) around rim of toilet bowl.  
NOTE: Some toilet bowls may require the seat assembly to be removed to allow proper fit. In addition, the front adjustment brace must clear the rim of the toilet for the raised toilet seat to fit securely.
3. With seat (A) resting correctly on rim, straighten and center product as necessary. Turn adjustment knobs to tighten product securely in place.

NOTE: Rubber pads on front lock should touch the inside of the toilet bowl and rubber pads on the left and right locks should touch the outside of the toilet bowl.



NOTE: Do not use tools to tighten adjustment knob. Be careful not to over-tighten, as threads on adjustment brace may strip.

## adjusting armrests

Before use, adjust height of each armrest to your specific needs, making sure each arm is set at the same height. When desired height is reached, lock arms into place by aligning push pins into holes. Push pins will click into place when secure.

## additional precautions

- Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
- Check for secure fit routinely before using product. User's weight should be centered over toilet seat, not too far forward or too far to one side, as unit may tip.
- Use the arm supports only for assistance. DO NOT attempt to use the arms to support full body weight.

## maintenance

Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) for more info.

**NOTE:** To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.



Drive PreserveTech™ products are manufactured with an antimicrobial\* agent that helps to minimize the growth of stain and odor-causing bacteria and mold on treated plastic surfaces.

\*Antimicrobial properties are built in to protect the products. These products do not protect users or others against bacteria, viruses, germs or other disease organisms.

## lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



## partes/componentes



A. Asiento


B. Apoyabrazos

**CAPACIDAD DE PESO: 350 LB / 158 KG**

## instrucciones para el armado

1. Para colocar los brazos, empuje las clavijas de presión de los apoyabrazos (B) e insértelos en los tubos de montaje. Asegúrese de que los apoyabrazos estén fijados en su lugar tirando hacia arriba.
2. Levante el asiento de inodoro existente y la tapa; coloque el alerón trasero del asiento (A) alrededor del borde de la taza del inodoro. **NOTA:** En algunas tazas de inodoro, es necesario retirar el asiento instalado para permitir la correcta colocación. Además, el brazo de ajuste frontal debe dejar despejado el borde del inodoro para que el asiento elevado calce con seguridad.
3. Con el asiento (A) ubicado correctamente sobre el borde, enderece y centre el producto según sea necesario. Gire la perilla de ajuste para que el producto quede fijado con seguridad en su lugar.

**NOTA:** Las almohadillas de goma en la cerradura delantera deben tocar el interior de la taza del inodoro y las almohadillas de goma en las cerraduras izquierda y derecha deben tocar el exterior de la taza del inodoro.



**NOTA:** No use herramientas para apretar la perilla de ajuste. Tenga cuidado de no ajustar demasiado ya que se pueden romper las roscas del brazo de ajuste.

## ajuste de los apoyabrazos

Antes de usar, regule la altura de cada apoyabrazos según sus necesidades específicas, asegurándose de que ambos estén a la misma altura. Cuando logre la altura deseada, trabe los apoyabrazos en su lugar alineando las clavijas de presión con los orificios. Las clavijas de presión harán clic cuando se fijen en el lugar correcto.

## otras precauciones

- Antes de armar, revise todas las partes para verificar si hubo algún daño durante el envío. Si se produjo algún daño en el producto durante el envío, **NO LO USE**. Comuníquese con el concesionario/transportista para recibir instrucciones.
- Verifique habitualmente la correcta y segura colocación antes de usar el producto. El peso del usuario debe estar centrado sobre el asiento del inodoro, no demasiado hacia delante ni demasiado inclinado hacia uno de los costados, ya que la unidad se podría voltear.
- Use los soportes de los brazos solo para ayudarse. **NO** trate de usar los brazos para apoyar todo el peso del cuerpo.

## mantenimiento

Drive recomienda revisiones visuales periódicas de este producto por parte del usuario, para verificar que todas las partes y piezas de ferretería sean seguras, que los componentes funcionen bien y que no estén desgastados, rotos, alterados, flojos u oxidados, y que no existan obstáculos o impedimentos para el funcionamiento normal y seguro. Si alguna de las partes o mecanismos parece no ser seguro o estar alterado, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite el sitio [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) para obtener más información.

**NOTA:** Para mantener la belleza del acabado original, lave con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.



Los productos Drive PreserveTech™ están fabricados con un agente antimicrobiano\* que ayuda a minimizar el desarrollo de bacterias que causan manchas y olores, y la aparición de hongos sobre las superficies tratadas.

\*Se incorporan propiedades antimicrobianas para proteger los productos. Estos agentes no protegen al usuario contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos.

## garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



## pièces/composants



- A. Siège
- B. Accoudoirs

**CAPACITÉ DE POIDS: 350 LB / 158 KG**

## mode d'assemblage

1. Pour installer les accoudoirs, enfoncer les goupilles-poussoirs sur les accoudoirs (B) et les insérer dans les tubes de montage. S'assurer que les accoudoirs sont bien verrouillés en tirant sur eux.
2. Lever l'ensemble existant constitué du siège de toilette et du couvercle; placer l'aile arrière du siège (A) autour de la bordure de la cuvette.

**REMARQUE :** Sur certaines cuvettes, il faudra enlever l'ensemble du siège de toilette pour permettre un ajustement adéquat. De plus, l'entretoise de réglage avant doit dépasser le bord de la cuvette pour assurer un bon ajustement du siège de toilette rehaussé.

3. Une fois que le siège (A) repose correctement sur le bord de la cuvette, redresser et centrer le produit au besoin. Tourner les boutons de réglage pour serrer fermement le produit en place.

**REMARQUE:** les coussinets en caoutchouc sur la serrure avant doivent toucher l'intérieur de la cuvette des toilettes et les coussinets en caoutchouc sur les serrures gauche et droite doivent toucher l'extérieur de la cuvette des toilettes.



**REMARQUE :** Ne pas utiliser d'outil pour serrer le bouton de réglage. Prendre soin de ne pas trop serrer, ce qui risquerait d'endommager les filets sur l'entretoise de réglage.



## réglage des accoudoirs

Avant utilisation, régler la hauteur de chaque accoudoir selon vos besoins particuliers, en vous assurant qu'ils sont à la même hauteur (indiquée par les chiffres sur chaque accoudoir). Après avoir atteint la hauteur désirée, verrouiller les accoudoirs en place en alignant les goupilles-poussoirs sur les trous. Les goupilles-poussoirs s'enclencheront en place lorsque les pattes seront bien insérées.

## précautions supplémentaires

- Inspecter toutes les pièces avant l'assemblage pour détecter les éventuels dommages survenus pendant le transport. Si des dommages sont constatés, **NE PAS UTILISER**. Communiquer avec le détaillant/transporteur pour des instructions supplémentaires.
- Vérifier régulièrement le bon ajustement du produit avant de l'utiliser. Le poids de l'utilisateur doit être centré sur le siège de toilette, pas trop en avant ni trop d'un côté, ce qui risquerait de faire basculer l'unité.
- N'utiliser les accoudoirs que comme moyen d'assistance. **NE PAS** tenter d'utiliser les accoudoirs pour supporter tout le poids du corps.

## entretien

Drive recommande à l'utilisateur d'effectuer une inspection visuelle de ce produit pour s'assurer que toutes les pièces et la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, tordus, effilochés, lâches ni rouillés, et qu'il n'y a aucun obstacle ou problème empêchant le fonctionnement normal et sécuritaire du produit. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou endommagé, ne pas utiliser ce produit. En cas de problème, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit ou aller à [www.drivemedical.com/help](http://www.drivemedical.com/help) pour plus d'information.

**REMARQUE :** Pour préserver la beauté du fini original, nettoyer avec un savon doux et rincer avec de l'eau tiède. Essuyer le siège de la chaise de bain après chaque utilisation.



Les produits Drive PreserveTech™ sont fabriqués avec un agent antimicrobien\* qui aide à minimiser l'apparition de taches, de bactéries causant de mauvaises odeurs et de moisissure sur les surfaces traitées.

\*Des propriétés antimicrobiennes sont intégrées à nos produits pour les protéger. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs contre les bactéries, virus, microbes et autres organismes pathogènes.

## garantie à vie, limitée™

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2021 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

**drive**<sup>TM</sup>

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

**drive**<sup>TM</sup>

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)