



# StarryNight

**Cool Moisture Humidifier**

**USE AND CARE MANUAL**



- ♥ Cool, invisible moisture
- ♥ Filters minerals from the water
- ♥ Multiple output settings

If you have any questions about the operation of your Vicks Starry Night Cool Moisture Humidifier, call our toll-free Consumer Relations line at 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712) or contact us at [www.VicksHumidifiers.com/contact-us](http://www.VicksHumidifiers.com/contact-us).



**IMPORTANT!**  
**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**V3700**  
**Series**

# Important Safety Instructions






## READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

**WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:**


1. The appliance should **ALWAYS** be placed on a firm, flat, waterproof surface at least four feet away from bedside, six inches from the wall and out of reach of children and pets. Be sure the appliance is in a stable position and the power cord is away from heated surfaces and out of the way to prevent the Humidifier from being tipped over.
2. The appliance should not be left unattended in a closed room since air could become saturated and cause personal injury or property damage. Leave room door partly open. **DO NOT** aim mist directly at children, walls or furniture.
3. Before using the appliance, extend the cord and inspect for any signs of damage. **DO NOT** use the unit if the cord has been damaged. **DO NOT** operate with power cord coiled or with twist tie in place.
4. The appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
5.  **CAUTION:** To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet. To avoid risk of fire, shock or personal injury, **DO NOT** use an extension cord or power strip.
6. The appliance should always be unplugged and emptied when not in operation or while being cleaned. Shut off and unplug humidifier before moving. **DO NOT** move or tilt humidifier while it is in operation. Plug and unplug unit with dry hands. **NEVER** pull by cord.
7. **DO NOT** operate the appliance without water. Turn off and unplug unit when tank is empty.
8.  **CAUTION:** When moving or lifting the full Water Tank, use two hands; one hand on the Tank Handle and the other on the bottom of the Tank.
9. Appliance requires regular cleaning. Refer to and follow cleaning instructions.
10. **DO NOT** operate outdoors; this appliance is intended for indoor use only.
11. **DO NOT** cover or insert objects into any openings on the unit.
12. **DO NOT** block intake or output vents.
13. **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this appliance. Doing so will void your warranty.
14. **DO NOT** touch skin with exposed Vicks VapoPads or place on furniture, fabrics, bedding or plastics.
15. **NEVER** add any essential oils, medications or inhalant liquids to the Water Tank, such as Vicks VapoSteam or Kaz Inhalant.
16. For residential use only.

**SAVE THESE  
INSTRUCTIONS**

# Vicks Starry Night Cool Moisture Humidifier (V3700 Series)




# Setting Up Your Humidifier



1. **Placement:** Select a firm, level location at least 6" (15cm) from any walls for proper airflow. Place the humidifier on a water-resistant surface, as water can damage furniture and some flooring. Kaz will not accept responsibility for property damage caused by water spillage.

## Soak Filter



1. Remove tank and set aside. Remove filter from humidifier and soak the filter in cool water. **DO NOT** wring filter.
2. Remove filter tray from unit before installing the wet filter.
3. Fold filter flat. Insert wet filter into filter tray. Place filter tray back in humidifier.

## Scent Pad



1. Remove tank and locate Scent Pad slot.
2. If there is a used scent pad in the slot carefully remove it. Replace with a new scent pad. Open VapoPad sachet by tearing notch on pad bag. **DO NOT** touch pad with hands. If pad is touched, do not rub face or eyes as it may cause irritation.
3. Insert scent pad with angled side facing downward into the scent pad slot. You can use the bag as a holder during insertion.

Vicks Scent Pads work with heat to gradually release soothing aromatic vapors. One complimentary scent pad is included with your unit.

## VapoPads Recommended Usage:

- Not recommended for infants under 10 pounds.
- For children between 10-22 pounds, **DO NOT** use more than 2 pads in a 24 hour period.

# Setting Up Your Humidifier

(Continued)

**⚠ WARNING: DO NOT rub face or eyes after touching scent pad. DO NOT put fingers in mouth after touching scent pad. Oils in the pad could act as an irritant to eyes.**

**⚠ WARNING: As long as your humidifier is on, the scent pad heater will also be activated. This area can be warm to the touch.**

**NOTE:** Replace with Vicks Scent Pads, models VSP-19/VSP-19-CAN or Vicks Sleepy Time Vapopad VBR-5, available at most retailers or [www.VicksHumidifiers.com](http://www.VicksHumidifiers.com).

## Ingredients:

Menthol Vapors (VSP-19 Series): Eucalyptus Oil, Menthol, Glycol, Cedar Leaf Oil & Others

Sleepy Time Vapors (VBR-5 Series): Eucalyptus Oil, Camphor, Rosemary Oil, Lavender 40/42 & Others

## Fill Tank



1. Turn tank upside-down. Remove tank cap by turning counter-clockwise ↶.
2. Fill tank with cool tap water. Replace tank cap. Tighten by turning clockwise ↷. Place tank back on humidifier.
3. Once the filled water tank has been placed on the unit do not move humidifier. Doing so could cause leakage and spills.

**DO NOT Use Hot Water when Filling Humidifier. DO NOT ADD ESSENTIAL OILS, MEDICATIONS OR INHALANT LIQUIDS** to the Water Tank such as Vicks VapoSteam or Kaz Inhalant. Doing so could cause damage to the humidifier and void the warranty.

# Operating Your Humidifier



1. **Power:** With the power switch in the OFF position, plug the filled humidifier into a polarized 120V outlet. **DO NOT FORCE THE POLARIZED PLUG INTO THE OUTLET;** it will only fit one way.

**⚠ DO NOT PLUG IN HUMIDIFIER WITH WET HANDS TO AVOID ELECTRIC SHOCK.**



1. **Output:** Set fan speed to desired output: High (☂) Max Moisture, Low (☂) Night time sound sleep mode



1. **Starry Night Projector:** Turn the power switch to the on position to activate the starry night projector


**NOTE:** Projector can be operated independently of the humidifier.

## Changing Your Filter

**NOTE:** It is recommended that all maintenance be done in the kitchen or bathroom on a water resistant surface. Remove water tank from unit before moving.

The filter should be changed every 30 to 60 days depending on your water quality. Keep in mind, depending on your water quality, mineral deposits can still clog or discolor the filter, affecting its life and that of the humidifier. This product does not protect users or others from bacteria, virus, or other disease causing organisms.

### To change the filter:



1. Uses replacement filter WF2.
2. Turn off and unplug your humidifier.
3. Remove the water tank and filter tray.
4. Remove filter tray from unit. Discard old filter and set filter tray aside.
5. Soak new filter in cool water.
6. **DO NOT** wring filter.
7. Insert new filter into filter tray. Place filter tray back in humidifier.

**NOTE:** For best fit and performance remove filter tray from the humidifier and insert presoaked new filter.

8. Replace the water tank.

# Wicking Filter Maintenance

It is recommended you change your Wicking Filter every 30-60 days depending on water quality and usage. If you have hard water you may need to replace your filter more frequently. Change your filter if you notice:

- The filter is hard and crusty
- The filter starts to give off an odor
- Moisture output is decreased

Be sure to use only Protec® Replacement filters. This humidifier takes Protec PWF2 Replacement Filter.

To prolong the life of your Wicking Filter, turn it over each time you fill the Water Tank. This will keep the top of the filter from drying out and will help the filter to age more evenly.

If you notice the filter getting hard, you may soak the Wicking filter in cool water to loosen mineral buildup. This will temporarily improve the performance until a replacement filter is purchased.


**DO NOT** attempt to clean the Wicking Filter with vinegar or any chemical solutions. Doing so may damage the Filter.

## Cleaning

Cleaning involves two steps, SCALE REMOVAL and DISINFECTING. Be sure to perform these in the proper order to avoid harmful chemical interactions.



**NOTE:** REMOVE FILTER BEFORE CLEANING. Failure to remove filter during cleaning will destroy the filter

### Scale Removal (Recommend this process be performed on a weekly basis)



1. Turn off and unplug your humidifier.
2. Remove and empty water tank.
3. Remove filter and set aside.
4. Remove Filter Tray and fill filter tray and water tank with undiluted vinegar and soak for 10-15 minutes.
5. Using undiluted vinegar wipe base thoroughly.
6. Rinse water tank, filter tray and base thoroughly with water to remove scale.

## Disinfecting (Recommend this process be performed on a weekly basis)



1. Turn off and unplug your humidifier.
2. Remove and empty water tank.
3. Remove filter and set aside. Dilute 1 tablespoon (TBS) of bleach in 1 gallon of cool water.
4. Fill water tank with water and bleach solution. Remove water tray from unit and fill with the remaining water and bleach solution. Wipe base with the same solution.
5. Let stand for 20 minutes.
6. Rinse water tray and water tank thoroughly with water until the smell of bleach is gone.

**NOTE:** The use of other water treatment products and chemicals may cause deterioration of the filter or damage the humidifier, thereby hindering the humidifier's effectiveness.

## End-of-Season Care And Storage

Follow the CLEANING instructions when the humidifier will not be used for at least one week or more, or at the end of the season.

At the end of the season, remove and throw away the filter; **DO NOT** store with a used filter.

Dry the humidifier completely before storing. **DO NOT** store with water inside the Base or Water Tank.

Pack the unit in its original carton and store in a cool, dry location.

Before next use, remember to clean your humidifier and install a new filter.

## Consumer Relations

**To order replacement parts** contact Consumer Relations

Call us toll-free at: 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)

Or visit our website at: [www.VicksHumidifiers.com/contact-us](http://www.VicksHumidifiers.com/contact-us)

**Please be sure to specify model number V3700.**



## To Order Replacement Parts

V3700-**Star Projector Cover**

V3700-**Star Projector Lens**

V3700G-**Star Projector Lens (green)**

V3700P-**Star Projector Lens (purple)**

V3700M- **Star Projector Lens (pink)**

V3700-**Filter Tray**

Replacement Menthol Scent Pads-**VSP-19/VSP-19-CAN**

Replacement Soothing Sleepy Time Scent Pads **VBR-5**

Replacement filter part number **WF2**

V3700-**Tank**

V3700G-**Tank (green)**

V3700P-**Tank (purple)**

V3700M-**Tank (pink)**

V3700-**Tank Cap**

**STOP:** IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT KAZ CONSUMER RELATIONS OR SEE YOUR WARRANTY.

## Electrical Ratings

The Vicks models are rated at 120V, 60 Hz.

**NOTE: DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE HUMIDIFIER OR PERSONAL INJURY.**

## Troubleshooting

**Q: I hear the fan turning, but I don't see any mist. Is my humidifier operating properly?**

**A:** Dry air is pulled through the system and a fan disperses invisible, moisture balanced air. There is no "mist" emitted. When operating normally you will feel only cool air coming from the unit. Monitor the water level in your Tank/ Base. If you notice a decrease in the Water Tank over 24 hours then the unit is operating normally.

**Q: My unit has been running for several hours. I hear the fan spinning, but I do not notice the water level in the tank decreasing.**

**A:** First, check the filter to ensure it is wet. If the pad appears dry, remove it from the Base and gently rinse under cool water. Reposition wet filter in the Base. You may also want to note the current moisture level in your home. If the humidity level is over 60% the unit will not put out much moisture as your air is already saturated.

**Q: My filter has turned light brown and rust colored. Do I need a new filter?**

**A:** Since your filter has been made with Protec<sup>®</sup>, the change in color indicates only a mineral deposit. Soak filter in a sink full of cool water to help break up deposits. The discoloration may remain but will not affect the humidifier's performance. If performance is affected then it is time to replace the filter.

**Q: My humidifier doesn't appear to be as clean as when I first purchased and/or I'm smelling an unpleasant odor. What should I do?**

**A:** If you have been using your humidifier regularly for over 30 days, follow the cleaning instructions. Weekly cleaning is recommended.

**Q: How do I know if it's time to replace my filter?**

**A:** If your moisture output is decreased or the filter becomes hard, crusty or starts giving off an odor, it is time to replace your filter.

**Q: I recently bought my humidifier and it is operating properly. The fan is running and the water level in the tank is decreasing but the room still feels very dry.**

**A:** If you have just started using your humidifier, it will take a few days to return the normal moisture balance to your room. Wood furniture, flooring, carpeting and other objects in the room will absorb moisture before it can re-saturate the air. If you run this humidifier with the door open you may be humidifying a larger area than this humidifier was intended for. Try running with the doors closed temporarily until the room has reached the desired level of humidity. If your house does not have adequate insulation this could effect the amount of moisture your room is maintaining.

**Q: I'd like to know what my relative humidity level is in my house, how can I obtain this information?**

**A:** You can purchase a device such as the Vicks Humidity Monitor (model V70) that will display the relative humidity level in your room.

## 3 Year Limited Warranty

**YOU SHOULD FIRST READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO USE THIS PRODUCT.**

- A. This 3 year limited warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. It also does not apply to the filter or Protec™ Cleaning Cartridge. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. **KAZ IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase.
- B. At its option, Kaz will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship. Defective product should be returned to the place of purchase in accordance with store policy. Thereafter, while within the warranty period defective product may be returned to Kaz.
- C. This warranty does not cover damage resulting from any unauthorized attempts to repair or from any use not in accordance with the instruction manual.
- D. This warranty does not cover the filters, pre-filters, UV bulbs or other accessories (if included) except for material or workmanship defects.

Call us toll-free at 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712) or contact us at [www.VicksHumidifiers.com/contact-us](http://www.VicksHumidifiers.com/contact-us)  
Please be sure to specify Model Number V3700.

**NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF, DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.**



# Noche Estrellada

Humidificador de Vapor Frío

**MANUAL DE UTILIZACIÓN  
Y MANTENIMIENTO**



- ♥ Humedad fría e invisible
- ♥ Filtra los minerales del agua
- ♥ Múltiples ajustes de salida

Si tiene alguna pregunta acerca de la operación de su Humidificador de Vapor Frío Noche Estrellada de Vicks, llame a nuestra línea con lada gratuita de Servicio al Consumidor al 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712) ó contáctanos en [www.VicksHumidifiers.com/contact-us](http://www.VicksHumidifiers.com/contact-us).

**¡IMPORTANTE!**

**LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

**Series  
V3700**



# Importantes Instrucciones de Seguridad

**LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO**


**CUANDO SE UTILIZA APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES A PERSONAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:**

1. El aparato debe colocarse **SIEMPRE** sobre una superficie firme, plana y resistente al agua y al menos a 1.2 m de la cama, 15 cm de la pared y fuera del alcance de los niños y mascotas. Asegúrese que el aparato esté en una posición estable y el cable de corriente esté apartado de superficies calientes y fuera del paso para evitar que el Humidificador sea derribado.
2. El aparato no debe dejarse desatendido en una habitación cerrada ya que el aire podría saturarse y causar lesiones personales o daños a la propiedad. Deje la puerta parcialmente abierta. **NO** apunte el vapor directamente a los niños, paredes o muebles.
3. Antes de utilizar el aparato, extienda el cable e inspecciónelo en busca de alguna señal de daño. **NO** use la unidad si el cable se ha dañado. **NO** opere con el cable de corriente enrollado o con la atadura de alambre puesta.
4. Como característica de seguridad, el aparato cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entrará en una sola posición en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. **NO** intente anular esta característica de seguridad.
5. **⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, enchufe el aparato directamente en un tomacorriente de 120V~ de CA. Para evitar el riesgo de incendio, descarga o lesiones personales, **NO** use un cable de extensión o contacto múltiple.
6. El aparato siempre debe estar desconectado y vacío cuando no esté en uso o mientras lo esté limpiando. Apague y desconecte el humidificador antes de moverlo. **NO** mueva o incline el humidificador mientras esté en operación. Conecte y desconecte la unidad con las manos secas. **NUNCA** estire del cable de corriente.
7. **NO** opere el aparato sin agua. Apague y desconecte la unidad cuando el tanque esté vacío.
8. **⚠ PRECAUCIÓN:** Cuando mueva o levante el Tanque de Agua lleno, use las dos manos; una mano en el Asa del Tanque y la otra en la parte inferior del Tanque.
9. El aparato requiere limpieza regular. Lea y siga las instrucciones de limpieza.
10. **NO** opere en el exterior; este aparato está hecho para utilizarse solo en interiores.
11. **NO** cubra o introduzca objetos en ninguna de las aberturas de la unidad.
12. **NO** obstruya los orificios de entrada y salida.
13. **NO** intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este aparato. Hacerlo anulará su garantía.
14. **NO** toque con la piel las VapoPads de Vicks expuestas o las coloque sobre los muebles, telas, sábanas o plásticos.
15. **NUNCA** agregue aceites esenciales, medicamentos o inhalantes líquidos en el Tanque de Agua, como VapoSteam de Vicks o Inhalante Kaz.
16. Solo para uso residencial.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# Humidificador de Humedad Fría de Vicks Noche Estrellada (Series V3700)


Cubierta del  
Proyector



Lente del  
Proyector



Depósito




Manija


Empaque de la  
Tapa del Tanque



Tapa del  
depósito




Filtro



Almohadilla  
Aromática




Bandeja  
del Filtro



Ranura para la  
Almohadilla  
Aromática


Perilla de Encendido  
del Proyector

Perilla de Encendido  
del Humidificador



Cajetín  
Principal

# Preparar Su Humidificador



1. **Colocación:** Seleccione una ubicación firme y plana alejada al menos 15 cm de cualquier pared para la circulación apropiada de aire. Coloque el humidificador sobre una superficie resistente al agua, ya que el agua puede dañar sus muebles o algún tipo de piso. Kaz no aceptará la responsabilidad de los daños materiales causados por el derramamiento del agua.

## Moje el Filtro



1. Quite el tanque y coloque a un lado. Retire el filtro del humidificador y remoje el filtro en agua fría. **NO** saque el filtro.
2. Saque de la unidad la bandeja del filtro antes de instalar el filtro mojado.
3. Aplane el filtro. Coloque el filtro mojado en la bandeja del filtro. Vuelva a introducir la bandeja del filtro en el humidificador.

## Almohadilla Aromática



1. Retire el tanque y localice la ranura para la Almohadilla Aromática.
2. Si hay una almohadilla aromática usada en la ranura, sáquela cuidadosamente. Cambie por una almohadilla aromática nueva. Abra la bolsa del VapoPad rasgando la muesca en la bolsa de la almohadilla. **NO** toque la almohadilla con las manos. Si toca la almohadilla, no frote la cara o los ojos ya que puede causar irritación.
3. Inserte la almohadilla de aroma en la ranura con el lado del ángulo apuntando hacia abajo. Usted puede utilizar la bolsa para sostener la almohadilla durante la colocación.

Las Almohadillas Aromáticas de Vicks funcionan con calor para liberar gradualmente los vapores aromáticos relajantes. Una almohadilla aromática gratuita es incluida con su unidad.

## Uso Recomendado de las VapoPads:

- No recomendable para bebés de menos de 4.5 kilos.
- Para niños de 4.5 a 10 kilos, **NO USE** más de 2 almohadillas en un período de 24 horas.

# Preparar Su Humidificador

(Continuación)

**⚠ ADVERTENCIA:** NO frote la cara o los ojos después de tocar la almohadilla aromática. NO coloque los dedos en la boca después de tocar la almohadilla aromática. Los aceites en la almohadilla pueden actuar como un agente irritante de los ojos.

**⚠ ADVERTENCIA:** Mientras que el humidificador esté encendido, el calefactor de la almohadilla aromática también estará activado. Esta área puede ser caliente al tacto.

**NOTA:** Reemplace con Almohadillas Aromáticas de Vicks, modelos VSP-19/VSP-19-CAN o Vapopad Para la Hora de Dormir de Vicks VBR-5, disponible en la mayoría de las tiendas o en [www.VicksHumidifiers.com](http://www.VicksHumidifiers.com).

**Ingredientes:** Vapores de Mentol (Series VSP-19): Aceite de Eucalipto, Mentol, Glicol, Aceite de Hoja de Cedro y Otros. Vapores para la Hora de Dormir (Series VBR-5): Aceite de Eucalipto, Alcanfor, Aceite de Romero, Lavanda 40/42 y Otros.

## Llene el Tanque



1. Voltee el tanque boca abajo. Retire la tapa del tanque girándola hacia la izquierda ➡.
2. Llène el tanque con agua fresca de grifo. Coloque de nuevo la tapa del tanque. Apriete girándola hacia la derecha ⤴. Vuelva a colocar el tanque en el humidificador.
3. Una vez que el tanque lleno de agua ha sido colocado dentro de la unidad no mueva el humidificador. Hacer esto puede causar goteras o derrames.

**NO Use Agua Caliente cuando Llène el Humidificador. NO AGREGUE ACEITES ESENCIALES, MEDICAMENTOS O LÍQUIDOS INHALANTES** al Tanque de Agua, como VapoSteam de Vicks o Inhalantes Kaz. Hacerlo podría causar daños al humidificador y anular la garantía.

## Operar Su Humidificador



1. **Energía:** Con el interruptor de energía en posición de APAGADO, conecte el humidificador lleno en una toma de corriente polarizada de 120V~/.  
**NO FORCE EL ENCHUFE POLARIZADO EN LA TOMA DE CORRIENTE;** es unidireccional.

**⚠ NO CONECTE EL HUMIDIFICADOR CON LAS MANOS MOJADAS PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS.**



1. **Potencia:** Ajuste la velocidad del ventilador a la potencia deseada:  
**Alta** (🌀) Humedad Máxima  
**Media** (🌀) Humedad Normal  
**Baja** (🌀) Modo Sueño Profundo para la Noche

# Operar Su Humidificador

(Continuación)



1. **Proyector de Noche Estrellada:** Gire la perilla de encendido a la posición de ON (Encender) para activar el proyector de noche estrellada.  
**NOTA:** El proyector puede ser operado independientemente del humidificador.

## Cambiar Su Filtro

**NOTA:** Se recomienda que todo el mantenimiento sea realizado en la cocina o en el baño sobre una superficie resistente al agua. Saque el tanque de agua de la unidad antes de moverla. El filtro debe cambiarse cada 30 a 60 días dependiendo de la calidad del agua. Tenga en mente, dependiendo de la calidad del agua, los depósitos minerales pueden tapan o decolorar el filtro, afectando su duración y la del humidificador. Este producto no protege a los usuarios u otros de bacterias, virus, u otros organismos causantes de enfermedades.

**Para cambiar el filtro:**



1. Utiliza filtro de repuesto WF2.
2. Apague y desconecte su humidificador.
3. Quite el tanque de agua y la bandeja del filtro.
4. Saque la bandeja del filtro de la unidad. Deseche el filtro viejo y ponga a un lado la bandeja del filtro.
5. Moje el filtro nuevo con agua fresca.
6. **NO** exprima el filtro.
7. Introduzca el filtro nuevo en la bandeja del filtro. Coloque la bandeja del filtro dentro del humidificador.  
**NOTA:** Para un mayor ajuste y desempeño saque la bandeja del filtro del humidificador e introduzca el filtro nuevo previamente remojado.
8. Coloque de nuevo el tanque de agua.



# Mantenimiento De Filtro Capilar

Se recomienda que cambie su Filtro de Mecha cada 30-60 días dependiendo de la calidad del agua y el uso. Si tiene agua dura puede que necesite reemplazar su filtro con mayor frecuencia. Cambie su filtro si observa que:

- El filtro está duro y escamoso
- El filtro comienza a emitir un olor
- La salida de humedad ha disminuido

Asegúrese de usar sólo Filtros de Reemplazo Protec®. Este humidificador usa el Filtro de Reemplazo PWF2 Protec.

Para prolongar la vida de su Filtro de Mecha, voltéelo cada vez que llene el Tanque de Agua. Esto evitará que la parte superior del filtro se seque y ayudará a que el filtro se desgaste uniformemente.

Si observa que el filtro se está endureciendo, puede sumergirlo en agua fría para suavizar la acumulación de minerales. Esto mejorará temporalmente el desempeño de su Filtro de Mecha hasta que adquiera un filtro de reemplazo.

**NO** intente limpiar el Filtro de Mecha con vinagre o cualquier solución química. Hacerlo podría dañar el Filtro.

## Limpieza

La limpieza consta de dos pasos, ELIMINACIÓN DE SARRO y DESINFECCIÓN. Asegúrese de realizarlas en el orden adecuado para evitar el riesgo de interacción química.

**NOTA:** QUITE EL FILTRO ANTES DE LIMPIAR. El no quitar el filtro durante la limpieza destruirá el filtro

### Eliminación del Sarro (Recomendamos realizar este proceso cada semana)





1. Apague y desconecte su humidificador.
2. Saque y vacíe el tanque de agua.
3. Quite el filtro y deje a un lado.
4. Saque la Bandeja del Filtro y llene la bandeja del filtro y el tanque de agua con vinagre sin diluir y remoje durante 10-15 minutos.
5. Utilizando vinagre sin diluir limpie a fondo la base.
6. Enjuague con agua a fondo el tanque de agua, la bandeja del filtro y la base para remover el sarro.

# Limpieza

(Continuación)

## Desinfectar (Recomendamos realizar este proceso cada semana)



1. Apague y desconecte su humidificador.
2. Saque y vacíe el tanque de agua.
3. Quite el Filtro y colóquelo a un lado. Diluya 1 cucharada (cda.) de cloro en 1 galón de agua fría.
4. Llene el tanque de agua con la solución de agua y cloro. Saque de la unidad la bandeja de agua y llénela con la solución restante de agua y cloro. Limpie la base con la misma solución.

**NOTAS:** El uso de otros productos y químicos para el tratamiento del agua puede causar deterioramiento del filtro o daño al humidificador, mermando por lo tanto, la eficacia del humidificador.

5. Deje reposar por 20 minutos.
6. Enjuague a fondo con agua la bandeja de agua y el tanque de agua hasta que el olor a cloro desaparezca.

## Cuidado y Almacenaje Fuera De Temporada

Siga las instrucciones de LIMPIEZA cuando el humidificador no esté en uso durante una semana o más, o al final de la temporada.

Al final de la temporada, retire y deseche el filtro; **NO** almacene con un filtro usado.

Seque completamente el humidificador antes de almacenarlo. **NO** guarde con agua dentro de la Base o el Tanque de Agua.

Guarde la unidad en su caja de cartón original y almacene en un lugar seco y fresco.

Antes del siguiente uso, recuerde de limpiar su humidificador e instale un nuevo filtro.

# Servicio al Cliente

**Para ordenar partes de reemplazo** contacte Servicio al Cliente

Llámenos lada gratuita al: 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)

O visite nuestro sitio web: [www.VicksHumidifiers.com/contact-us](http://www.VicksHumidifiers.com/contact-us)

**Por favor asegúrese de especificar el número de modelo V3700.**

**Para ordenar Partes de Repuesto**

V3700-**Cubierta del Proyector de Estrella**

V3700-**Tanque**

V3700-**Lente del Proyector de Estrella**

V3700G-**Tanque (verde)**

V3700G-**Lente del Proyector de Estrella (verde)**

V3700P-**Tanque (púrpura)**

V3700P-**Lente del Proyector de Estrella (púrpura)**

V3700M-**Tanque (rosa)**

V3700M-**Lente del Proyector de Estrella (rosa)**

V3700-**Tapa del Tanque**

V3700-**Bandeja del Filtro**

Reemplazo de Almohadillas Aromáticas de Mentol -**VSP-19/VSP-19-CAN**

Reemplazo de Almohadillas Aromáticas Relajantes para la Hora de Dormir **VBR-5**

Reemplazo del Filtro número de parte **WF2**

**ALTO: SI EXPERIMENTA ALGÚN PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE SERVICIO AL CONSUMIDOR DE KAZ O VEA SU GARANTÍA.**

## Rangos Eléctricos

Los modelos Vicks trabajan bajo los siguientes rangos: 120 V~, 60 Hz.

**NOTA: NO TRATE DE ABRIR LA CUBIERTA DEL MOTOR, ANULARÍA LA GARANTÍA Y PODRÍA CAUSAR DAÑO AL HUMIDIFICADOR O LESIONES CORPORALES.**

# DetECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- P: Escucho el ventilador girando, pero no veo vapor. ¿Está funcionando adecuadamente mi humidificador?**
- R:** El aire seco es succionado a través del sistema y el ventilador dispersa aire invisible con humedad equilibrada. No se despiden "vapor". Cuando esté operando de manera normal usted sentirá sólo aire fresco salir de la unidad. Monitoree el nivel de agua de su Tanque/Base. Si observa un descenso en el nivel del Tanque de Agua después de 24 horas entonces su unidad está operando de manera adecuada.
- P: Mi unidad ha estado funcionando por varias horas. Escucho que el ventilador da vueltas, pero no veo que el nivel del agua en el tanque disminuya.**
- R:** Primero, revise el filtro para asegurarse que esté mojado. Si la almohadilla se ve seca, quítela de la base y gentilmente enjuáguela con agua fresca. Vuelva a colocar el filtro mojado en la Base. Usted también puede verificar el nivel de humedad actual en su hogar. Si el nivel de humedad es mayor al 60%, la unidad no expulsará mucha humedad ya que el aire ya está saturado.
- P: Mi filtro se ha puesto de color marrón claro y rojizo. ¿Necesito un nuevo filtro?**
- R:** Ya que su filtro ha sido fabricado con Protec antibacterial, el cambio de color sólo indica depósitos minerales. Sumerja el filtro en un lavabo lleno de agua fresca para ayudar a liberar los depósitos. Si el rendimiento se ve afectado, entonces es tiempo de cambiar el filtro.
- P: Mi humidificador no se ve tan limpio como cuando lo compré y/o estoy percibiendo un olor desagradable. ¿Qué debo hacer?**
- R:** Si usted ha estado utilizando su humidificador regularmente por más de 30 días, siga las instrucciones de limpieza.
- P: ¿Cómo se qué es tiempo de cambiar mi filtro?**
- R:** Si disminuye la salida de humedad o el filtro está duro, escamoso o comienza a emitir un olor, es tiempo de cambiar su filtro.
- P: Recientemente compré mi humidificador y está operando de manera adecuada. El ventilador está funcionando y el nivel de agua en el tanque está disminuyendo pero la habitación aún se siente muy seca.**
- R:** Si usted acaba de empezar a utilizar su humidificador le tomará varios días regresar el balance normal de humedad en la habitación. Los muebles de madera, pisos, alfombras y otros objetos en la habitación absorberán la humedad antes de que se vuelva a saturar el aire. Si usted opera este humidificador con la puerta abierta puede estar humidificando una mayor área para la cual este humidificador fue diseñado. Intente operarlo con las puertas cerradas. Intente operar temporalmente con las puertas cerradas hasta que la habitación haya alcanzado el nivel deseado de humedad.
- P: ¿Me gustaría saber cuál es el nivel de humedad relativa en mi hogar, cómo puedo obtener esta información?**
- R:** Puede comprar un dispositivo como el Monitor de Humedad de Vicks (modelo V70), el cual mostrará el nivel de humedad relativa en su habitación.

# Garantía Limitada de 3 Años

**POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

- A. La presente garantía limitada cubre la reparación o sustitución de todo producto con un defecto de fábrica o de mano de obra por un período de 3 años. Esta garantía excluye los daños ocasionados por el uso comercial, abusivo o desrazonable y los daños adicionales. Tampoco se aplica al filtro ni al cartucho filtrante Protec®. Los fallos resultantes del desgaste normal no se consideran defectos de fábrica en virtud de la presente garantía. **KAZ QUEDA EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS FORTUITOS O INDIRECTOS DE CUALQUIER CLASE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE CONVENIENCIA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.** En ciertos lugares, no se permite la exclusión o limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los límites de duración aplicables a una garantía implícita. Por consiguiente, es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede que tenga otros, que varían de un lugar a otro. La presente garantía sólo es válida para el comprador original del producto a partir de la fecha de compra.
- B. A su juicio, Kaz reparará o reemplazará este producto si se considera que sus materiales o su mano de obra son defectuosos dentro del período de garantía. El producto defectuoso deberá ser devuelto al lugar de compra conforme con la política de la tienda. De allí en adelante, mientras se encuentre dentro del período de garantía, todo producto defectuoso deberá ser devuelto Kaz.
- C. Esta garantía no cubre daños ocasionados por tentativas no autorizadas de reparar el producto o del uso del mismo en contravención de las indicaciones que aparecen en el manual de instrucciones.
- D. Esta garantía no cubre los filtros, prefiltros, bombillas UV u otros accesorios (si se incluyen) excepto defectos de material o mano de obra.

Llame sin costo al 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712) ó contáctanos en [www.VicksHumidifiers.com/contact-us](http://www.VicksHumidifiers.com/contact-us).

Por favor asegúrese de especificar el Modelo Número V3700.

**NOTA: SI TIENE PROBLEMAS, POR FAVOR LLAME PRIMERO A SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO DEVUELVA AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA. NO INTENTE ABRIR LA CARCASA DEL MOTOR USTED MISMO, HACERLO PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y CAUSAR DAÑO AL PRODUCTO O DAÑOS CORPORALES.**







© 2023 All Rights Reserved.

Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company

400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

Protec® is a registered trademark owned by Helen of Troy Limited.

To contact us call 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712) or visit our website at

[www.VicksHumidifiers.com](http://www.VicksHumidifiers.com)

For Responsible recycling, please visit:



[www.RecycleNation.com](http://www.RecycleNation.com)

---

© 2023 Todos los Derechos Reservados

Kaz USA, Inc., una Empresa de Helen of Troy

400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

Ciertas marcas comerciales utilizadas bajo licencia de The Procter & Gamble Company o sus filiales.

Protec® es una marca registrada propiedad de Helen of Troy Limited.

Contáctenos al teléfono 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)

o al sitio web [www.VicksHumidifiers.com](http://www.VicksHumidifiers.com)

Para reciclar responsablemente, por favor visite:



[www.RecycleNation.com](http://www.RecycleNation.com)